

USO PROPUESTO

Pro-Lab Diagnostics produce una gama de tinciones para técnicas específicas de tinción.

PRINCIPIO

Consulte un texto de microbiología estándar.

REACTIVOS

Tinciones listas para usar.

PL7050	Azul de metileno de Loeffler	500 ml
PL7051	Azul de metileno de Loeffler	1 litro
PL7055	Azul de algodón lactofenol	500 ml
PL7055	Azul de algodón lactofenol	1 litro
PL7047	Tinción de Leishman	500 ml
PL7061	Azul de metileno policromo	250 ml
PL7061/5	Azul de metileno policromo	500 ml
PL7066	Azul de metileno policromo – Fijador	250ml
PL7066/5	Azul de metileno policromo – Fijador	500 ml
PL7100	Ácido sulfúrico (20%)	500 ml
PL7119	Negro Sudán 0,5%	500 ml
PL7121	Tinción de Waysons	250 ml
PL7122	Tinción de Armands	500 ml
PL7123	Tinción de Fields A	500 ml
PL7124	Tinción de Fields A	1 litro
PL7125	Tinción de Fields B	500 ml
PL7126	Tinción de Fields B	1 litro
PL7127	Rojo fenol 1%	100 ml
PL7129	Tinción de Alberts 1	500 ml
PL7130	Tinción de Alberts 1	1 litro
PL7131	Tinción de Alberts 1	2 litros
PL7132	Tinción de Alberts 2	500 ml
PL7133	Tinción de Alberts 2	1 litro
PL7134	Tinción de Alberts 2	2 litros
PL7056	Acetona yodo (Liqui Iodi Fortis)	500 ml
PL7057	Acetona yodo (Liqui Iodi Fortis)	1 litro
PL7058	Acetona yodo (Liqui Iodi Fortis)	2 litros

Tinciones concentradas – Diluir hasta 1 litro con solución salina antes de su uso.

PL8009	Naranja acridina	100 ml
--------	------------------	--------

Tinciones concentradas – Diluir hasta 500 ml con solución salina antes de su uso.

PL8009/5	Naranja acridina	500 ml
----------	------------------	--------

Kits de tinción (listos para usar)

PL8060	Kit de tinción de Cryptosporidium	
	Contiene:	
	Fijador de Cryptosporidium	1 x 500 ml
	Tinción de Cryptosporidium	1 x 500 ml
	Diferenciador 1	2 x 500 ml
	Diferenciador 2	2 x 500 ml
	Contratinción Cryptosporidium	1 x 500 ml
PL7062	Tinción de Cryptosporidium	500 ml
PL7065	Diferenciador 1	500 ml
PL7068	Diferenciador 2	500 ml

PL7071	Contratinción de Cryptosporidium	500 ml
PL7072	Fijador de Cryptosporidium	500 ml

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Las tinciones de Pro-Lab Diagnostics se ofrecen sólo como un material in vitro y no debe utilizarse bajo ningún concepto para un propósito curativo o profiláctico.
2. Durante su uso y después del mismo, manipule todos los materiales de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio, considerando siempre que todos los materiales del test deben ser manipulados como potencial mente biopeligrosos.
3. El dispositivo no plantea riesgo ambiental superior al planteado por las muestras clínicas usadas con el dispositivo. Se deben tomar medidas de seguridad como si un organismo patógeno estuviera presente, cuando se manipulen, procesen y eliminen todas las muestras clínicas. Existe un impacto ambiental y se aborda adecuadamente mediante una eliminación adecuada.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN

Temperatura ambiente. Lejos de fuentes de ignición. Lejos de la luz directa del sol. Conservados en estas condiciones, los reactivos pueden usarse hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y PREPARACIÓN DE LOS CULTIVOS.

Consulte un texto de microbiología estándar.

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS.

Portaobjetos de vidrio limpios, asa estéril, llama / aire caliente, soporte de tinción, agua del grifo, aceite de inmersión, microscopio, papel secante o sustituto equivalente.

PROCEDIMIENTOS.

Consulte un texto de microbiología estándar.

CONTROL DE CALIDAD


La edad de los cultivos y el pH del medio en el que se cultivan las bacterias puede afectar notablemente su reacción a la tinción. Use cultivos nuevos de hasta 24 horas.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Consulte un texto de microbiología estándar.

BIBLIOGRAFÍA

1. Manual of Clinical Microbiology. Lennette.
2. The Practice of Medical Microbiology. 12 Edition. V2. R.Cruickshank, J.P.Duguid, B.P.Marmion, R.H.A.Swain.
3. Medical Laboratory Manual for Tropical Countries: Vol 2. Cheeseborough, Butterworth (1989)
4. Essential Staining Methods in Microbiology. PLD



Las instrucciones de uso se tradujeron de manera profesional del inglés. En caso de ambigüedad o discrepancia evidente, por favor, dirijase al servicio de atención al cliente de Pro-Lab.